

Kruiken moeders



De tijdloze warmte van Dörr kruikenmoeders

Al sinds 1926 is de Dörr kruikenmoeder een vertrouwde naam in het productenpakket van Dörr. Oorspronkelijk ontworpen om patiënten in koude, tochtige ziekenhuizen warm te houden, heeft deze klassieker door de jaren heen zijn waarde bewezen.

Essentieel voor Zuigelingen:

In moderne zorgomgevingen worden onze kruikenmoeders vooral ingezet op de neonatologische afdelingen. Dörr bedkruiken worden gebruikt voor het voorverwarmen van het ledikant (kind erin, kruik eruit). Ze bieden veilige, constante warmte, essentieel voor het welzijn van de allerkleinsten.

Herontdekking in Ouderenzorg:

De Dörr bedkruik staat bekend om haar vermogen om langdurig warmte af te geven. Afdelingen met kwetsbare ouderen maken steeds vaker gebruik van de kruik om een gevoel van vertrouwde geborgenheid te creëren. Net zoals vroeger brengt de warme omarming van de Dörr bedkruik comfort en veiligheid.

Precies wanneer dat het meest nodig is.



Dörr Kruikenmoeders: Net als al onze producten zijn de Dörr Kruikenmoeders ontwikkeld en vervaardigd met de bekende degelijkheid van Dörr Medical.

Ze zijn uitgevoerd in hoogwaardig roestvast staal en ontworpen voor jarenlang betrouwbaar gebruik binnen de zorg.

De verwarming vindt plaats door middel van een elektrisch verwarmingselement dat de buis waarin de kruik wordt geplaatst volledig omsluit. Zodra de **Dörr bedkruik** in de verwarmingsbuis is geplaatst, wordt deze verwarmd tot de ingestelde temperatuur. Zodoende wordt de bedkruik gecontroleerd en gelijkmatig opgewarmd.

Dankzij deze **moderne verwarmingsconstructie** is het niet meer nodig om de kruikenmoeder regelmatig met water te vullen. Dit maakt het gebruik eenvoudig en vermindert het benodigde onderhoud.

De **Dörr Kruikenmoeders** zijn verkrijgbaar in een vrijstaande uitvoering en als inbouwmodel.

Daarnaast kunt u kiezen voor een uitvoering met of zonder onverwarmd opbergvak aan de onderzijde. Zo is er voor iedere situatie binnen de zorg een passende oplossing.



Dörr bedkruik:
art.nr 80.010

Dörr bedkruiken

De **Dörr bedkruiken** zijn werkelijk uniek in hun soort. Gevuld met een speciale anorganische zoutoplossing, bieden ze een betrouwbare en langdurige warmtebron voor elke zorgomgeving.

In onze fabriek wordt de **Dörr bedkruik** gevuld met een zoutoplossing. Zodra de kruik wordt opgewarmd in een Dörr kruikenmoeder, verandert de inhoud in een vloeistof. Door kristallisatie geeft zij gedurende ca. 8 uur een aangename warmte af. Dit maakt de **Dörr bedkruik** ideaal voor langdurig gebruik zonder dat er tussentijdse opwarming nodig is.

De constructie van de **Dörr bedkruik** is ontworpen met duurzaamheid en gebruiksgemak in gedachten. Dankzij de robuuste materialen en slimme vormgeving gaat de kruik lang mee, zelfs bij intensief dagelijks gebruik. Een handige indicatiesticker op de kruik geeft bovendien duidelijk aan of de kruik warm is, zodat u altijd weet welke kruik klaar is voor gebruik.

Specificaties vrijstaande Dörr kruikenmoeders

Aantal kruiken	zonder opbergruimte	H (mm)	met opbergruimte	H (mm)
6	KM-6VE	480	KM-6VOE	825
9	KM-9VE	595	KM-9VOE	940
12	KM-12VE	710	KM-12VOE	1055
18	KM-18VE	920	KM-18VOE	1265

Aansluitspanning 230V~ / Vermogen afhankelijk van gekozen model

Bovengenoemde modellen zijn ook verkrijgbaar als inbouwvariant
Voor alle vrijstaande kruikenmoeders zijn verhogende onderstellen verkrijgbaar

